


## EQUIPAMENTO TERMO-NEBULIZADOR SECO

Equipamento termo-nebulizador validado pelo Grupo de NeuroVirologia da Universidade Autónoma de Madrid (U.A.M.), para uso exclusivo e compatível **EXCLUSIVAMENTE** com a tecnologia CLODOS Technology

Permite uma utilização eficiente como biocida contra bactérias, fungos e vírus (**especificamente contra coronavírus**), presentes em superfícies ou ambientes. (spray de aerossol)




O equipamento produz uma nebulização seca não visível que não causa danos em qualquer tipo de materiais, constituindo um sistema de prevenção único tanto em superfícies de contato, como em espaços e ambientes de possível risco de utilização via de spray em aerossol.

Consulte-nos para mais info

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: 230 V AC 50 Hz  
Potencia: 400W  
Consumo de fluido: 20ml/min  
Tempo de aquecimento: 2 a 3 min  
Caudal de Saída: 100 m3/min  
Dimensões da embalagem: 215x150x115mm  
Capacidade do tanque: 300ml  
Peso 2.020 Kg



CLODOS Technology®

